



TRIOS _ Scan mit Aufbiss gemäss Konstruktionsbiss

Vorgehen bei abgeschlossenen (= gesendeten) Scan-Fällen, bei welchen einen neuen (oder auch zweiten) Biss gescannt werden soll:

Verwendung	Modellscan	→Bei Studienmodellen welche nachträglich umgetrimmt wurden (Veränderung der Bisslage)
	Intraoralscan	→Beim Auftrag von Aufbissplatten (Zentrikbiss- sowie benötigte Konstruktionsbiss-Situation scannen) 1. Intraoralscans in Zentrik erfassen > Fall senden 2. Fall kopieren > Konstruktionsbiss-Scan neu erfassen > Fall erneut senden



Betroffener Scan-Fall öffnen > Werkzeuge wählen > Fall kopieren



Standardkopie wählen > Okklusionsscan neu erfassen (ggf. mit dem im Mund eingesetzten Konstruktionsbiss) > Fall nochmals senden (= abschliessen)